

Посуда фарфоровая

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>

РУСПРИБОР Крышка к тиглю №1,2,3,4,5,6




Крышки к тиглям применяются в лабораториях, предназначены для накрывания тиглей высоких и низких при проведении химических анализов, если это предусмотрено технологией. Все крышки за исключением нижней кромки покрыта глазурью.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Диаметр дна, мм	22±1,0
	27±1,0
	38±2,0
	48±2,0
	59±3,0
	79±3,0
Высота, мм	13±1,0
	18±1,0
	18±1,0
	21±1,0

РУСПРИБОР ЛЗ №1 Лодочка зольности фарфоровая прямоугольная L 45мм В 25мм




Лодочки для сжигания изготавливаются из термостойкого фарфора. Применяются в лабораторной практике для сжигания органических веществ при высоких температурах и при определении содержания углерода в стали.

Производство: Россия

Характеристики ЛЗ №1

Характеристики	Значение
Единица измерения	шт
Устойчивость к термоудару (°C)	230
Термостойкость глазури (°C)	900

РУСПРИБОР ЛЗ №2 Лодочка зольности фарфоровая прямоугольная L 50мм В 36мм




Лодочки для сжигания изготавливаются из термостойкого фарфора. Применяются в лабораторной практике для сжигания органических веществ при высоких температурах и при определении содержания углерода в стали.

Производство: Россия

Характеристики ЛЗ №2

Характеристики	Значение
Единица измерения	шт
Устойчивость к термоудару (°C)	230
Термостойкость глазури (°C)	900

РУСПРИБОР ЛЗ №3 Лодочка зольности фарфоровая прямоугольная L 60мм В 40мм




Лодочки для сжигания изготавливаются из термостойкого фарфора. Применяются в лабораторной практике для сжигания органических веществ при высоких температурах и при определении содержания углерода в стали.

Производство: Россия

Характеристики ЛЗ №3

Характеристики	Значение
Единица измерения	шт
Устойчивость к термоудару (°C)	230
Термостойкость глазури (°C)	900

РУСПРИБОР ЛЗ №4 Лодочка зольности фарфоровая прямоугольная L 80мм В 56мм




Лодочки для сжигания изготавливаются из термостойкого фарфора. Применяются в лабораторной практике для сжигания органических веществ при высоких температурах и при определении содержания углерода в стали.

Производство: Россия

Характеристики ЛЗ №4

Характеристики	Значение
Единица измерения	шт
Устойчивость к термоудару (°C)	230
Термостойкость глазури (°C)	900

РУСПРИБОР ЛС №1 Лодочка для сжигания фарфоровая L 65мм В 10мм




Лодочки для сжигания изготавливаются из термостойкого фарфора. Применяются в лабораторной практике для сжигания органических веществ при высоких температурах и при определении содержания углерода в стали.

Производство: Россия

Характеристики ЛС №1

Характеристики	Значение
Единица измерения	шт
Устойчивость к термоудару (°C)	230
Термостойкость глазури (°C)	900

РУСПРИБОР ЛС №2 Лодочка для сжигания фарфоровая L 85мм В 14мм




Лодочки для сжигания изготавливаются из термостойкого фарфора. Применяются в лабораторной практике для сжигания органических веществ при высоких температурах и при определении содержания углерода в стали.

Производство: Россия

Характеристики ЛС №2

Характеристики	Значение
Единица измерения	шт
Устойчивость к термоудару (°C)	230
Термостойкость глазури (°C)	900

РУСПРИБОР ЛС №3 Лодочка для сжигания фарфоровая L 105мм В 18мм




Лодочки для сжигания изготавливаются из термостойкого фарфора. Применяются в лабораторной практике для сжигания органических веществ при высоких температурах и при определении содержания углерода в стали.

Производство: Россия

Характеристики ЛС №3

Характеристики	Значение
Единица измерения	шт
Устойчивость к термоудару (°C)	230
Термостойкость глазури (°C)	900

РУСПРИБОР ЛС №4 Лодочка для сжигания фарфоровая L 125мм В 20мм



Лодочки для сжигания изготавливаются из термостойкого фарфора. Применяются в лабораторной практике для сжигания органических веществ при высоких температурах и при определении содержания углерода в стали.

Производство: Россия

Характеристики ЛС №4

Характеристики	Значение
Единица измерения	шт
Устойчивость к термоудару (°C)	230
Термостойкость глазури (°C)	900

РУСПРИБОР Ступка латунная с пестом



Применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ. Измельчение в ступках производится вручную, с помощью песта. Для эффективности измельчения и растирания внутренняя поверхность ступки остается шероховатой.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Диаметр:	15 см
Высота:	8 см
Вес:	2 кг

РУСПРИБОР Ступка мраморная с пестом



Применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ. Измельчение в ступках производится вручную, с помощью песта. Для эффективности измельчения и растирания внутренняя поверхность ступки остается шероховатой.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Материал:	Твердый мрамор
Диаметр:	15 см
Высота:	8 см
Вес:	2 кг

РУСПРИБОР №1 100мл Кастрюля лабораторная фарфоровая



Кастрюли применяются для подогрева и выпаривания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера при помощи водяной бани, песочной бани и газовой горелки через асбестовую прокладку, а также в качестве ковша при переливании жидкостей. Внутренняя и наружная поверхности, за исключением верхней кромки и верхней стороны дна, покрыты глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №1 100мл

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Страна происхождения	Россия

РУСПРИБОР №1 120мм Ложка лабораторная фарфоровая



Ложка фарфоровая №4 используется для работы с сыпучими или жидкими реактивами, в том числе, с агрессивными средами. Можно применять ложку фарфоровую для взятия навески при выполнении взвешивания, а также для очистки фильтра от осадка. Производится из термостойкого фарфора. Поверхность ложки покрыта глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №1 120мм

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Тип продукта	Ложка

РУСПРИБОР №1 20*15мм Тигель низкий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №1 20*15мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №1 20*25мм Тигель высокий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №1 20*25мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №1 250мл Кружка с носиком фарфоровая



Фарфоровая кружка с носиком предназначена для хранения и перемешивания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера. Внутренняя и внешняя части кружки покрыты глазурью (за исключением наружной стороны дна).

Производство: Россия

Характеристики №1 250мл

Характеристики	Значение
Диаметр дна, мм	65±3
	85±3
	105±3
	120±5
	135±5

Характеристики	Значение
Высота, мм	115±5
	135±7
	170±8
	195±10
	205±10

РУСПРИБОР №1 25мл Стакан лабораторный фарфоровый



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрит глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №1 25мл

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №1 50мм Ступка лабораторная фарфоровая



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №1 50мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр,мм	50±2
	70±3
	90±3
	110±4
	140±4
	180±5
	240±7
Высота,мм	35±2
	40±2
	45±2
	50±3

Характеристики

Значение

70_{±3}

90_{±4}

110_{±4}

РУСПРИБОР №1 62мм Чаша выпарительная фарфоровая



Выпарительные чаши применяются для выпаривания до сухого остатка жидкостей нейтрального, щелочного и кислого характера, не оказывающих разрушительного действия на глазурованную поверхность фарфоровой чаши.

Производство: Россия

Характеристики №1 62мм

Характеристики	Значение
Диаметр,мм	62 $\pm$ 2
	77 $\pm$ 2
	97 $\pm$ 3
	107 $\pm$ 3
	123 $\pm$ 3
	163 $\pm$ 5
	205 $\pm$ 5
	265 $\pm$ 7
Высота,мм	25 $\pm$ 1
	30 $\pm$ 1

Характеристики

Значение

35±1

40±1

50±2

55±2

60±2

75±2

РУСПРИБОР №1 65мм Воронка Бюхнера фарфоровая



Воронки с перегородкой (воронки Бюхнера) применяются в химических лабораториях для фильтрования растворов при помощи фильтровальной бумаги под уменьшенным давлением (вакуумом). Для этого воронку Бюхнера вставляют в колбу Бунзена на резиновой пробке.

Производство: Россия

Характеристики №1 65мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр	65±3
	80±3
	130±5
	175±8
	215±10
Диаметр отверстия,мм	1,25
	1,5
	2,0
	3,00

Характеристики

Значение

Высота,мм

100±5

130±7

160±7

РУСПРИБОР №1 90мм Пест лабораторный фарфоровый



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №1 90мм

Характеристики	Значение
Высота,мм	22 $\pm$ 2
	34 $\pm$ 2
	43 $\pm$ 3
	57 $\pm$ 3
Диаметр ручки,мм	10 $\pm$ 2
	14 $\pm$ 2
	18 $\pm$ 2
	20 $\pm$ 2

РУСПРИБОР №2 120мм Пест лабораторный фарфоровый



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №2 120мм

Характеристики	Значение
Высота,мм	22 $\pm$ 2
	34 $\pm$ 2
	43 $\pm$ 3
	57 $\pm$ 3
Диаметр ручки,мм	10 $\pm$ 2
	14 $\pm$ 2
	18 $\pm$ 2
	20 $\pm$ 2

РУСПРИБОР №2 150*25*30мм Шпатель лабораторный фарфоровый



Шпатель фарфоровый применяется для набирания вещества при взвешивании на весах, для снятия осадков с фильтров, растирания и т. п. Со всех сторон шпатель покрыт глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №2 150*25*30мм

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Тип продукта	Шпатель

РУСПРИБОР №2 150мм Ложка лабораторная фарфоровая



Ложка фарфоровая №4 используется для работы с сыпучими или жидкими реактивами, в том числе, с агрессивными средами. Можно применять ложку фарфоровую для взятия навески при выполнении взвешивания, а также для очистки фильтра от осадка. Производится из термостойкого фарфора. Поверхность ложки покрыта глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №2 150мм

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Тип продукта	Ложка

РУСПРИБОР №2 250мл Кастрюля лабораторная фарфоровая



Кастрюли применяются для подогрева и выпаривания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера при помощи водяной бани, песочной бани и газовой горелки через асбестовую прокладку, а также в качестве ковша при переливании жидкостей. Внутренняя и наружная поверхности, за исключением верхней кромки и верхней стороны дна, покрыты глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №2 250мл

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Страна происхождения	Россия

РУСПРИБОР №2 25*19мм Тигель низкий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №2 25*19мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №2 25*32мм Тигель высокий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №2 25*32мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №2 500мл Кружка с носиком фарфоровая



Фарфоровая кружка с носиком предназначена для хранения и перемешивания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера. Внутренняя и внешняя части кружки покрыты глазурью (за исключением наружной стороны дна).

Производство: Россия

Характеристики №2 500мл

Характеристики	Значение
Диаметр дна, мм	65±3
	85±3
	105±3
	120±5
	135±5

Характеристики	Значение
Высота, мм	115±5
	135±7
	170±8
	195±10
	205±10

РУСПРИБОР №2 50мл Стакан лабораторный фарфоровый



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №2 50мл

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №2 70мм Ступка лабораторная фарфоровая



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №2 70мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр,мм	50±2
	70±3
	90±3
	110±4
	140±4
	180±5
	240±7
Высота,мм	35±2
	40±2
	45±2
	50±3

Характеристики

Значение

70_{±3}

90_{±4}

110_{±4}

РУСПРИБОР №2 77мм Чаша выпарительная фарфоровая



Выпарительные чаши применяются для выпаривания до сухого остатка жидкостей нейтрального, щелочного и кислого характера, не оказывающих разрушительного действия на глазурованную поверхность фарфоровой чаши.

Производство: Россия

Характеристики №2 77мм

Характеристики	Значение
Диаметр,мм	62 $\pm$ 2
	77 $\pm$ 2
	97 $\pm$ 3
	107 $\pm$ 3
	123 $\pm$ 3
	163 $\pm$ 5
	205 $\pm$ 5
	265 $\pm$ 7
Высота,мм	25 $\pm$ 1
	30 $\pm$ 1

Характеристики

Значение

35±1

40±1

50±2

55±2

60±2

75±2

РУСПРИБОР №2 80мм Воронка Бюхнера фарфоровая



Воронки с перегородкой (воронки Бюхнера) применяются в химических лабораториях для фильтрования растворов при помощи фильтровальной бумаги под уменьшенным давлением (вакуумом). Для этого воронку Бюхнера вставляют в колбу Бунзена на резиновой пробке.

Производство: Россия

Характеристики №2 80мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр	65±3
	80±3
	130±5
	175±8
	215±10
Диаметр отверстия,мм	1,25
	1,5
	2,0
	3,00

Характеристики

Значение

Высота,мм

100±5

130±7

160±7

РУСПРИБОР №3 1000мл Кружка с носиком фарфоровая



Фарфоровая кружка с носиком предназначена для хранения и перемешивания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера. Внутренняя и внешняя части кружки покрыты глазурью (за исключением наружной стороны дна).

Производство: Россия

Характеристики №3 1000мл

Характеристики	Значение
Диаметр дна, мм	65±3
	85±3
	105±3
	120±5
	135±5

Характеристики	Значение
Высота, мм	115±5
	135±7
	170±8
	195±10
	205±10

РУСПРИБОР №3 100мм Воронка Бюхнера фарфоровая



Воронки с перегородкой (воронки Бюхнера) применяются в химических лабораториях для фильтрования растворов при помощи фильтровальной бумаги под уменьшенным давлением (вакуумом). Для этого воронку Бюхнера вставляют в колбу Бунзена на резиновой пробке.

Производство: Россия

Характеристики №3 100мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр	65±3
	80±3
	130±5
	175±8
	215±10
Диаметр отверстия,мм	1,25
	1,5
	2,0
	3,00

Характеристики

Значение

Высота,мм

100±5

130±7

160±7

РУСПРИБОР №3 150мл Стакан лабораторный фарфоровый



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №3 150мл

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №3 170мм Пест лабораторный фарфоровый



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №3 170мм

Характеристики	Значение
Высота,мм	22 $\pm$ 2
	34 $\pm$ 2
	43 $\pm$ 3
	57 $\pm$ 3
Диаметр ручки,мм	10 $\pm$ 2
	14 $\pm$ 2
	18 $\pm$ 2
	20 $\pm$ 2

РУСПРИБОР №3 200*35*40мм Шпатель лабораторный фарфоровый



Шпатель фарфоровый применяется для набирания вещества при взвешивании на весах, для снятия осадков с фильтров, растирания и т. п. Со всех сторон шпатель покрыт глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №3 200*35*40мм

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Тип продукта	Шпатель

РУСПРИБОР №3 200мм Ложка лабораторная фарфоровая



Ложка фарфоровая №4 используется для работы с сыпучими или жидкими реактивами, в том числе, с агрессивными средами. Можно применять ложку фарфоровую для взятия навески при выполнении взвешивания, а также для очистки фильтра от осадка. Производится из термостойкого фарфора. Поверхность ложки покрыта глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №3 200мм

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Тип продукта	Ложка

РУСПРИБОР №3 35*26мм Тигель низкий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №3 35*26мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №3 35*43мм Тигель высокий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №3 35*43мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №3 500мл Кастрюля лабораторная фарфоровая



Кастрюли применяются для подогрева и выпаривания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера при помощи водяной бани, песочной бани и газовой горелки через асбестовую прокладку, а также в качестве ковша при переливании жидкостей. Внутренняя и наружная поверхности, за исключением верхней кромки и верхней стороны дна, покрыты глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №3 500мл

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Страна происхождения	Россия

РУСПРИБОР №3 90мм Ступка лабораторная фарфоровая



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №3 90мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр,мм	50±2
	70±3
	90±3
	110±4
	140±4
	180±5
	240±7
Высота,мм	35±2
	40±2
	45±2
	50±3

Характеристики

Значение

70_{±3}

90_{±4}

110_{±4}

РУСПРИБОР №3 97мм Чаша выпарительная фарфоровая



Выпарительные чаши применяются для выпаривания до сухого остатка жидкостей нейтрального, щелочного и кислого характера, не оказывающих разрушительного действия на глазурованную поверхность фарфоровой чаши.

Производство: Россия

Характеристики №3 97мм

Характеристики	Значение
Диаметр,мм	62 $\pm$ 2
	77 $\pm$ 2
	97 $\pm$ 3
	107 $\pm$ 3
	123 $\pm$ 3
	163 $\pm$ 5
	205 $\pm$ 5
	265 $\pm$ 7
Высота,мм	25 $\pm$ 1
	30 $\pm$ 1

Характеристики

Значение

35±1

40±1

50±2

55±2

60±2

75±2

РУСПРИБОР №4 1000мл Кастрюля лабораторная фарфоровая



Кастрюли применяются для подогрева и выпаривания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера при помощи водяной бани, песочной бани и газовой горелки через асбестовую прокладку, а также в качестве ковша при переливании жидкостей. Внутренняя и наружная поверхности, за исключением верхней кромки и верхней стороны дна, покрыты глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №4 1000мл

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Страна происхождения	Россия

РУСПРИБОР №4 107мм Чаша выпарительная фарфоровая



Выпарительные чаши применяются для выпаривания до сухого остатка жидкостей нейтрального, щелочного и кислого характера, не оказывающих разрушительного действия на глазурованную поверхность фарфоровой чаши.

Производство: Россия

Характеристики №4 107мм

Характеристики	Значение
Диаметр,мм	62 $\pm$ 2
	77 $\pm$ 2
	97 $\pm$ 3
	107 $\pm$ 3
	123 $\pm$ 3
	163 $\pm$ 5
	205 $\pm$ 5
	265 $\pm$ 7
Высота,мм	25 $\pm$ 1
	30 $\pm$ 1

Характеристики

Значение

35±1

40±1

50±2

55±2

60±2

75±2

РУСПРИБОР №4 110мм Ступка лабораторная фарфоровая



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №4 110мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр,мм	50 $\pm$ 2
	70 $\pm$ 3
	90 $\pm$ 3
	110 $\pm$ 4
	140 $\pm$ 4
	180 $\pm$ 5
	240 $\pm$ 7
Высота,мм	35 $\pm$ 2
	40 $\pm$ 2
	45 $\pm$ 2
	50 $\pm$ 3

Характеристики

Значение

70_{±3}

90_{±4}

110_{±4}

РУСПРИБОР №4 130мм Воронка Бюхнера фарфоровая



Воронки с перегородкой (воронки Бюхнера) применяются в химических лабораториях для фильтрования растворов при помощи фильтровальной бумаги под уменьшенным давлением (вакуумом). Для этого воронку Бюхнера вставляют в колбу Бунзена на резиновой пробке.

Производство: Россия

Характеристики №4 130мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр	65±3
	80±3
	130±5
	175±8
	215±10
Диаметр отверстия,мм	1,25
	1,5
	2,0
	3,00

Характеристики

Значение

Высота,мм

100±5

130±7

160±7

РУСПРИБОР №4 1 500мл Кружка с носиком фарфоровая



Фарфоровая кружка с носиком предназначена для хранения и перемешивания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера. Внутренняя и внешняя части кружки покрыты глазурью (за исключением наружной стороны дна).

Производство: Россия

Характеристики №4 1 500мл

Характеристики	Значение
Диаметр дна, мм	65±3
	85±3
	105±3
	120±5
	135±5

Характеристики	Значение
Высота, мм	115±5
	135±7
	170±8
	195±10
	205±10

РУСПРИБОР №4 210мм Пест лабораторный фарфоровый



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №4 210мм

Характеристики	Значение
Высота,мм	22±2
	34±2
	43±3
	57±3
Диаметр ручки,мм	10±2
	14±2
	18±2
	20±2

РУСПРИБОР №4 250мл Стакан лабораторный фарфоровый



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №4 250мл

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №4 250мм Ложка лабораторная фарфоровая



Ложка фарфоровая №4 используется для работы с сыпучими или жидкими реактивами, в том числе, с агрессивными средами. Можно применять ложку фарфоровую для взятия навески при выполнении взвешивания, а также для очистки фильтра от осадка. Производится из термостойкого фарфора. Поверхность ложки покрыта глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №4 250мм

Характеристики	Значение
Ед. измерения	шт
Материал	Фарфор
Тип продукта	Ложка

РУСПРИБОР №4 45*35мм Тигель низкий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №4 45*35мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №4 45*55мм Тигель высокий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №4 45*55мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №5 123мм Чаша выпарительная фарфоровая



Выпарительные чаши применяются для выпаривания до сухого остатка жидкостей нейтрального, щелочного и кислого характера, не оказывающих разрушительного действия на глазурованную поверхность фарфоровой чаши.

Производство: Россия

Характеристики №5 123мм

Характеристики	Значение
Диаметр,мм	62 $\pm$ 2
	77 $\pm$ 2
	97 $\pm$ 3
	107 $\pm$ 3
	123 $\pm$ 3
	163 $\pm$ 5
	205 $\pm$ 5
	265 $\pm$ 7
Высота,мм	25 $\pm$ 1
	30 $\pm$ 1

Характеристики

Значение

35±1

40±1

50±2

55±2

60±2

75±2

РУСПРИБОР №5 140мм Ступка лабораторная фарфоровая



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №5 140мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр,мм	50 $\pm$ 2
	70 $\pm$ 3
	90 $\pm$ 3
	110 $\pm$ 4
	140 $\pm$ 4
	180 $\pm$ 5
	240 $\pm$ 7
Высота,мм	35 $\pm$ 2
	40 $\pm$ 2
	45 $\pm$ 2
	50 $\pm$ 3

Характеристики

Значение

70_{±3}

90_{±4}

110_{±4}

РУСПРИБОР №5 175мм Воронка Бюхнера фарфоровая



Воронки с перегородкой (воронки Бюхнера) применяются в химических лабораториях для фильтрования растворов при помощи фильтровальной бумаги под уменьшенным давлением (вакуумом). Для этого воронку Бюхнера вставляют в колбу Бунзена на резиновой пробке.

Производство: Россия

Характеристики №5 175мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр	65±3
	80±3
	130±5
	175±8
	215±10
Диаметр отверстия,мм	1,25
	1,5
	2,0
	3,00

Характеристики

Значение

Высота,мм

100±5
130±7
160±7

РУСПРИБОР №5 2000 мл Кастрюля лабораторная фарфоровая



Кастрюли применяются для подогрева и выпаривания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера при помощи водяной бани, песочной бани и газовой горелки через асбестовую прокладку, а также в качестве ковша при переливании жидкостей. Внутренняя и наружная поверхности, за исключением верхней кромки и верхней стороны дна, покрыты глазурью.

Производство: Россия

Характеристики №5 2000 мл

Наименование величины	Обозначение	Значение
Наибольший наружный диаметр, мм	D	190 $\pm$ 4
Диаметр дна, мм	d	100 $\pm$ 3
Высота, мм	H	100 $\pm$ 3

РУСПРИБОР №5 2000мл Кружка с носиком фарфоровая



Фарфоровая кружка с носиком предназначена для хранения и перемешивания жидкостей кислого, щелочного и нейтрального характера. Внутренняя и внешняя части кружки покрыты глазурью (за исключением наружной стороны дна).

Производство: Россия

Характеристики №5 2000мл

Характеристики	Значение
Диаметр дна, мм	65±3
	85±3
	105±3
	120±5
	135±5

Характеристики	Значение
Высота, мм	115±5
	135±7
	170±8
	195±10
	205±10

РУСПРИБОР №5 400мл Стакан лабораторный фарфоровый



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №5 400мл

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №5 55*42мм Тигель низкий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №5 55*42мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №5 55*70мм Тигель высокий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №5 55*70мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №6 163мм Чаша выпарительная фарфоровая



Выпарительные чаши применяются для выпаривания до сухого остатка жидкостей нейтрального, щелочного и кислого характера, не оказывающих разрушительного действия на глазурованную поверхность фарфоровой чаши.

Производство: Россия

Характеристики №6 163мм

Характеристики	Значение
Диаметр,мм	62 $\pm$ 2
	77 $\pm$ 2
	97 $\pm$ 3
	107 $\pm$ 3
	123 $\pm$ 3
	163 $\pm$ 5
	205 $\pm$ 5
	265 $\pm$ 7
Высота,мм	25 $\pm$ 1
	30 $\pm$ 1

Характеристики

Значение

35±1

40±1

50±2

55±2

60±2

75±2

РУСПРИБОР №6 184мм Ступка лабораторная фарфоровая



Ступка и пест фарфоровые применяются в лабораториях для тонкого измельчения небольших количеств твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ.

Производство: Россия

Характеристики №6 184мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр,мм	50±2
	70±3
	90±3
	110±4
	140±4
	180±5
	240±7
Высота,мм	35±2
	40±2
	45±2
	50±3

Характеристики

Значение

70_{±3}

90_{±4}

110_{±4}

РУСПРИБОР №6 215мм Воронка Бюхнера фарфоровая



Воронки с перегородкой (воронки Бюхнера) применяются в химических лабораториях для фильтрования растворов при помощи фильтровальной бумаги под уменьшенным давлением (вакуумом). Для этого воронку Бюхнера вставляют в колбу Бунзена на резиновой пробке.

Производство: Россия

Характеристики №6 215мм

Характеристики	Значение
Наибольший наружный диаметр	65±3
	80±3
	130±5
	175±8
	215±10
Диаметр отверстия,мм	1,25
	1,5
	2,0
	3,00

Характеристики

Значение

Высота,мм

100±5
130±7
160±7

РУСПРИБОР №6 600мл Стакан лабораторный фарфоровый



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №6 600мл

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №6 70*85мм Тигель высокий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №6 70*85мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №6 75*57мм Тигель низкий фарфоровый



Тигли высокие применяются в лабораториях для аналитических работ и служат, в основном, для прокаливания различных веществ и осадков, сжигания органических соединений при определении зольности и т. д.

Производство: Россия

Характеристики №6 75*57мм

Характеристики	Значение
Фарфоровые тигли можно нагревать до температуры	1200°С.
Весь тигель покрыт	глазурью

РУСПРИБОР №7 1000мл Стакан лабораторный фарфоровый



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №7 1000мл

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №7 205мм Чаша выпарительная фарфоровая



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №7 205мм

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №7 240мм Ступка лабораторная фарфоровая



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №7 240мм

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №8 2000мл Стакан лабораторный фарфоровый



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №8 2000мл

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №8 265мм Чаша выпарительная фарфоровая



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрыт глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №8 265мм

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм

РУСПРИБОР №9 4000мл Стакан лабораторный фарфоровый



Применяется для различных химических работ: перемешивания, нагревания на водяной и песочной бане, на газовой горелке через асбестовую сетку и т.д. Покрит глазурью, за исключением верхней кромки и внешней стороны дна.

Производство: Россия

Характеристики №9 4000мл

Характеристики	Значение
Наружный Ø дна	175 ± 7,0 мм
Высота	220 ± 10,0 мм



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>